

## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO KIT DE INMOVILIZACIÓN

### GENERALIDADES

Sistema de inmovilización para camilla en el traslado de personas ideal para cumplir con normas de seguridad. Inmovilice al lesionado en cuestión de segundos, fácil y rápido para evitar complicaciones mayores.

### CARACTERÍSTICAS

#### INMOVILIZADOR DE CABEZA

- Fabricado en espuma de alta densidad con cobertura de poliuretano lavable
- Cuenta con correas ajustables para su fijación adecuada, apoya cabezas y bandas acolchonadas para la frente y la barbilla
- Los materiales de fabricación no absorben fluidos corporales
- Fácil de limpiar e instalar




#### COLLAR CERVICAL DE EXTRACCIÓN

- Fabricado en una sola pieza.
- Orificio en la parte frontal que permite una rápida entrada en la toma de pulso a la carótida.
- Collar para regular en 4 posiciones permitiendo ajuste preciso de acuerdo a la necesidad del paciente.



#### CINTA PARA CAMILLA TIPO ARAÑA

- Conjunto de 6 correas: 2 para sujetar la espalda, 4 para el torso y 4 para las piernas, con 10 puntos de fijación.
- Sistema de rápida sujeción a camilla.
- Color rojo o negro.



### APLICACIONES

Inmovilización de personas lesionadas durante un traslado.

### NORMAS

Cumplen con los requerimientos establecidos por normas nacionales.